

Горизонтальные системы электрофореза Gelco GH202, GH601, GH301, GH201, GH302, GH303, GH303

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bpa@nt-rt.ru || сайт: <https://biostep.nt-rt.ru/>

Аппарат Biostep Gelco GH202 для 2 размеров геля, включая 1 лоток для геля 10 x 10 см. GH202



Производитель:

Biostep

горизонтальная система электрофореза

- размеры геля:

** 10 x 7 см с 2 слотами

Максимум. Емкость образца: 50

или

** 10 x 10 см с 4 слотами

Максимум. емкость образца: 100

- объем буфера: 300 мл

- поднос 10 x 7 см в наличии

в том числе:


УФ-прозрачный лоток для литья геля 10 x 10 см

2 расчески (толщиной 1 мм, 16 образцов)

литейные ворота

- высокая гибкость благодаря использованию гелевых лотков разных размеров

Устройство Biostep Gelco GH220 для 2 размеров геля, включая 2 лотка для геля GH220



Производитель:

Biostep

система горизонтального электрофореза

- размеры геля:

** 10 x 7 см с 2 прорезями

Максимум. вместимость образцов: 50

или

** 10 x 10 см с 4 прорезями

Максимум. емкость образца: 100

- объем буфера: 300 мл


включая:

2 лотка для литья под гель с УФ-прозрачным покрытием: 10 x 7 см и 10 x 10 см

2 гребня (толщиной 1 мм, 16 образцов)

литейные ворота

- высокая гибкость за счет использования лотков для геля разного размера



Устройство Biostep Gelco GH220 для 2 размеров геля, включая 2 лотка для геля GH220 система горизонтального электрофореза

- размеры геля:

** 10 x 7 см с 2 прорезями Максимум.

вместимость образцов: 50 или

** 10 x 10 см с 4 прорезями Максимум.

емкость образца: 100

- объем буфера: 300 мл

Биостеп ДНК-камера до 96 образцов после ПЦР, макс. длина бега: 1,8 см, 1 маркер GH601



Производитель:

Biostep

Горизонтальная система электрофореза

- «СТАНДАРТ2 версия»
- для загрузки образцов ДНК из многолуночных планшетов
- идеально подходит для высокопроизводительного электрофореза
- гребенчатый блок с 12 x 8 образцами, гребни толщиной 1 мм *, 1 маркер
- размер геля: 10 x 12 см
- Макс. образцы: 96
- длина бега с 12 гребнями: 0: 9 см
- длина бега с 6 гребнями: 1,8 см
- объем образца для геля толщиной 5 мм: 18 мкл
- гребни, совместимые с многоканальной пипеткой, для быстрой загрузки
- объем буфера: 300 мл
- размеры устройства: ШхлхВ: 12,5 x 22 x 9 см.

включая:

1 УФ прозрачный гелевый поддон

гребенчатый блок с 12 x 8 образцами, расчески толщиной 1 мм *, 1 маркер
литейные ворота

* совместима многоканальная пипетка

Устройство Biostep Gelco GH301 для 3 размеров геля, включая 1 лоток для геля 15 x 7 см GH301



Производитель:

Biostep

горизонтальная система электрофореза

- размеры геля:

** 15 x 7 см с 2 слотами

Максимум. емкость образца: 70

или

** 15 x 10 см с 4 слотами

Максимум. Емкость образца: 140

или

** 15 x 15 см с 6 слотами

Максимум. Емкость образца: 210

- объем буфера: 500 мл

- доступны дополнительные поддоны для гелей 15 x 10 и 15 x 15 см


включая:

УФ-прозрачный лоток для литья геля 15 x 7 см, литьевые ворота,

2 расчески (толщиной 1 мм, 20 образцов)

- высокая гибкость благодаря использованию гелевых лотков разных размеров

Устройство Biostep Gelco GH201 для 2 размеров геля, включая 1 лоток для геля 10 x 7 см. GH201



Производитель:

Biostep

горизонтальная система электрофореза

- размеры геля:

** 10 x 7 см с 2 слотами

Максимум. Емкость образца: 50

или

** 10 x 10 см с 4 слотами

Максимум. емкость образца: 100

- объем буфера: 300 мл

- поднос 10 x 10 см в наличии

включая:

УФ-прозрачный лоток для литья геля 10 x 7 см

2 расчески (толщиной 1 мм, 16 образцов)

литейные ворота

- высокая гибкость благодаря использованию гелевых лотков разных размеров

Biostep Gelco GH302 для 3 размеров геля, в том числе 1 лоток для геля 15 x 10 см GH302



Производитель:

Biostep

горизонтальная система электрофореза

- размеры геля:

** 15 x 7 см с 2 слотами

Максимум. емкость образца: 70

или

** 15 x 10 см с 4 слотами

Максимум. Емкость образца: 140

или

** 15 x 15 см с 6 слотами

Максимум. Емкость образца: 210

- объем буфера: 500 мл

- доступны дополнительные поддоны для гелей 15 x 7 и 15 x 15 см

в том числе:

УФ-прозрачный лоток для литья геля 15 x 10 см, литые ворота,

2 расчески (толщиной 1 мм, 20 образцов)

- высокая гибкость благодаря использованию гелевых лотков разных размеров

Biostep Gelco GH303 для 3 размеров геля, включая 1 лоток для геля 15 x 15 см GH303



Производитель:

Biostep

горизонтальная система электрофореза

- размеры геля:

** 15 x 7 см с 2 слотами

Максимум. емкость образца: 70

или

** 15 x 10 см с 4 слотами

Максимум. Емкость образца: 140

или

** 15 x 15 см с 6 слотами

Максимум. Емкость образца: 210

- объем буфера: 500 мл

- доступны дополнительные поддоны для гелей 15 x 7 и 15 x 10 см

в том числе:

УФ-прозрачный лоток для литья геля 15 x 15 см, литые ворота,

2 расчески (толщиной 1 мм, 20 образцов)

- высокая гибкость благодаря использованию гелевых лотков разных размеров

Biostep Gelco GH303 для 3 размеров геля, включая 1 лоток для геля 15 x 15 см GH303



Производитель:

Biostep

горизонтальная система электрофореза

- размеры геля:

** 15 x 7 см с 2 слотами

Максимум. емкость образца: 70

или

** 15 x 10 см с 4 слотами

Максимум. Емкость образца: 140

или

** 15 x 15 см с 6 слотами

Максимум. Емкость образца: 210

- объем буфера: 500 мл

- доступны дополнительные поддоны для гелей 15 x 7 и 15 x 10 см

в том числе:

УФ-прозрачный лоток для литья геля 15 x 15 см, литые ворота,

2 расчески (толщиной 1 мм, 20 образцов)

- высокая гибкость благодаря использованию гелевых лотков разных размеров

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: bpa@nt-rt.ru || сайт: <https://biostep.nt-rt.ru/>